

100% Fiocchi the new standard

- + 50 anni di esperienza nel mercato della refrigerazione per ottenere la "gestione del freddo allo stato dell'arte"
- + Macro gamme: medicale, farmacia, ospedaliera, trasfusionale
- + Design innovativo. Linee pulite e funzionali
- + Elettronica all'avanguardia, massimo controllo sulle funzioni degli apparecchi e delle performance energetiche
- + Frigoriferi altamente professionali, presenti grazie ai nostri distributori in tutto il mondo



- + 50 years in the refrigeration field to reach "the cold management at the state of the art"
- + Main sectors: medical, pharmacies, hospitals, blood transfusion centers
- + Innovative, functional design
- + Latest generation electronics, highest control on the performance of the equipment and on power consumption
- + Highly professional refrigerators, worldwide present thanks to our distributors

fiocchi
THE COLD MANUFACTURER



MEDIKA

+2°C +15°C



Gli armadi frigoriferi professionali con porta vetrata serie MEDIKA, espressamente progettati per l'utilizzo presso laboratori, ospedali, cliniche e farmacie, garantiscono la conservazione in condizioni ottimali di prodotti sanitari e materiali biologici termosensibili per i quali è necessario un controllo accurato della temperatura di stoccaggio. Disponibili in un'ampia gamma di soluzioni, dai 100 litri per piccoli esercizi commerciali, fino ai 1500 litri per magazzini e depositi farmaceutici, i frigoriferi Medika rispondono completamente alle normative nazionali ed internazionali di settore.

The professional glass door refrigerators MEDIKA range, specifically developed to be used by laboratories, hospitals, clinics and pharmacies, ensure optimal storage conditions for temperature-sensitive medical products and biological material, in order to meet the accurate storage temperature control required. Available with a wide range of solutions, from 100 liters for minor needs to 1500 liters for pharmaceutical warehouses, MEDIKA refrigerators are compliant with all national and international regulatory requirements.



ECT-F
ECT-F
PLUS

Medika 100

100 lt
L 520
P 635
H 815
H 710*



Medika 140

140 lt
L 520
P 635
H 940
H 835*



Medika 170

170 lt
L 600
P 655
H 1285



Medika 200

200 lt
L 600
P 655
H 1460



* nella versione ECT-F
* ECT-F version

ECT-F
TOUCH

MEDIKA

+2°C +15°C



Medika
250

Medika
400

Medika
500

Medika
700

ECT-F
ECT-F
PLUS

Medika
250

250 lt
L 600
P 655
H 1635



Medika
400

400 lt
L 600
P 655
H 1955



Medika
500

500 lt
L 720
P 765
H 2080



Medika
700

700 lt
L 750
P 840
H 2100



ECT-F
TOUCH

MEDIKA

+2°C +15°C



Il modello 700 lt è disponibile anche nella versione con doppia porta passante.

Model 700 is also available in pass-through double doors version.



Medika
1500

Medika
700 PT

ECT-F
ECT-F
PLUS

Medika
1500

1500 lt
L 1440
P 820
H 2070



Medika
700 PT

700 lt
L 750
P 910
H 2100



ECT-F
TOUCH

MEDIKA - LABOR

MODELLO MODEL	100		140		170		200		250		400		500		700		1500		700PT			
Capacità lt (cu ft) - Net capacity lt (cu ft)	96 (3,40)		128 (4,53)		179 (6,33)		221 (7,81)		264 (9,33)		347 (12,26)		527 (18,62)		620 (21,91)		1335 (47,87)		668 (23,60)			
Capacità lorda lt (cu ft) - Gross Capacity lt (cu ft)	126 (4,45)		153 (5,40)		179 (6,33)		221 (7,81)		264 (9,33)		347 (12,26)		527 (18,62)		620 (21,91)		1336 (47,87)		668 (23,60)			
Campo di temperatura - Temperature range	+2°C +15°C																					
Range di temperatura ambiente di utilizzo - Ambient temperature range	+16°C +38°C																					
Controllore elettronico - Controller type	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH		ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	
Dimensioni esterne mm (LxPxH) - External Dimensions mm (WxDxH)	520x635x710		520x635x815		520x635x940		600x655x1285		600x655x1460		600x655x1635		600x655x1955		720x765x2080		750x840x2100		1440x825x2070		750x910x2100	
Dimensioni interne mm (LxPxH) - Internal Dimensions mm (WxDxH)	440x516x421		440x516x560		500x490x730		500x490x900		500x490x1075		500x493x1405		600x585x1505		600x685x1500		1300x690x1510		600x740x1500			
Finitura Esterno/Interno - External/Internal Coating	B+B or B+X																					
Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm - Insulation thickness (sides/back) mm	40				50 / 70				60/75				75				70				75	
Tipo di porta - Door type	Vetrata per serie MEDIKA e cieca per serie LABOR Glass door for MEDIKA range and solid door for LABOR range																					
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Ventilata - Forced air circulation																					
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R134A or R290				R290 or R452A				R134A or R290													
Sbrinamento - Defrosting	Automatico con vaporizzazione acqua di condensa - Automatic, with condensate water evaporation																					
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Piedi (H=15mm) - Feet (H=15mm)				Rullini (Ø 20mm) - Rollers (Ø 20mm)				Piedi (H=130mm) - Feet (H=130mm)													
Illuminazione interna - Internal lightning	Led																					
Intercambiabilità ripiani/cassetti e cestelli Shelves/drawers and baskets interchange system	✔								✔								✘					
N° max Griglie - Maximum shelves number	2		3		4		5		6		7		7		7		14		7			
Dimensioni griglie mm - Shelves dimensions mm	400x490		400x490		460x455		460x455		460x455		460x455		560x550		560x650		560x650		560x660			
N° max Cassetti - Maximum drawers number	3		5		6		8		10		14		14		14		28		✘			
Dimensione cassetti con divisori (LxPxH) mm (x n.spazi) Drawer internal dimensions with partitions mm (WxDxH) (x nr of compartments)	100x450x75 (3)		100x450x75 (3)		120x400x75 (3)		120x400x75 (3)		120x400x75 (3)		120x400x75 (3)		154x500x75 (3)		154x600x75 (3)		154x600x75 (3)		✘			
Dimensioni interne cassetto senza divisori mm (LxPxH) Drawer internal dimensions without partitions mm (WxDxH)	330x450x75		330x450x75		390x400x75		390x400x75		390x400x75		390x400x75		490x500x75		490x600x75		490x600x75		✘			
Dimensioni interne cestelli in filo d'acciaio mm (LxPxH) Stainless steel basket internal dimensions mm (WxDxH)	✘								✘				538x605x148				538x605x148		✘			
Dimensioni interne cassetti in filo d'acciaio mm (LxPxH) Stainless steel drawer internal dimensions mm (WxDxH)	✘		✘		390x400x62		390x400x62		390x400x62		390x400x62		✘		538x605x62		538x605x62		✘			
Consumo (kWh/24h) - Power consumption (kWh/24h)	0,5		0,6		0,5		0,6		0,6		0,7		1		1		3,5		3			
Potenza assorbita kW - (Amp) - Run absorption kW - (Amp)	0,14 (0,9)		0,14 (0,9)		0,17 (1)		0,17 (1)		0,17 (1)		0,17 (1)		0,25 (1,5)		0,12 (0,7)		0,27 (1,7)		0,27 (1,7)			
Assorbimento di spunto (A) - Starting current (A)	2,5		2,5		3		3		3		3		4		2,5		6		6			
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	35		35		40		40		40		40		40		40		45		45			
Calore Emesso EN 12900 (W) - Heat Rejection EN 12900 (W)	45		45		110		110		110		110		150		110		165		165			
Capacità frigorifera (W) - Cooling capacity (W)	160		160		300		300		300		350		450		550		600		450			

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside
B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside