

100% Fiocchetti

the new standard

- + 50 anni di esperienza nel mercato della refrigerazione per ottenere la "gestione del freddo allo stato dell'arte"
- + Macro gamme: medicale, farmacia, ospedaliera, trasfusionale
- + Design innovativo. Linee pulite e funzionali
- + Elettronica all'avanguardia, massimo controllo sulle funzioni degli apparecchi e delle performance energetiche
- + Frigoriferi altamente professionali, presenti grazie ai nostri distributori in tutto il mondo



- + 50 years in the refrigeration field to reach "the cold management at the state of the art"
- + Main sectors: medical, pharmacies, hospitals, blood transfusion centers
- + Innovative, functional design
- + Latest generation electronics, highest control on the performance of the equipment and on power consumption
- + Highly professional refrigerators, worldwide present thanks to our distributors

fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER



-10°C -20°C
VISION

+2°C +15°C
-10°C -20°C
VISION 2T



Congelatori e frigoriferi combinati, con porte in vetro, pensati per la conservazione di prodotti per la celiachia o per medicinali e materiali biologici che possano essere sempre ben visibili anche senza accedere ai vani. Le porte in vetro basso emissivo possiedono una resistenza riscaldante che ne impedisce il congelamento. Entrambe le serie sono disponibili nella versione con termostato ECT-F, ECT-F PLUS o ECT-F TOUCH.

Freezer and combined refrigerator-freezer models, with glass doors, developed for the storage of coeliac disease products, drugs and biological samples that should always remain in clear sight, without accessing directly to the equipment. The low emissivity glass doors are fitted with a heated gasket avoiding freezing. Both series are available either with ECT-F, ECT-F PLUS or ECT-F TOUCH controller.



Vision
400

Vision
700

Vision
400 2T

Vision
500 2T

ECT-F
ECT-F
PLUS

Vision
400

400 lt
L 600
P 655
H 1955



Vision
700

700 lt
L 750
P 875
H 2100



Vision
400 2T

400 lt
(200+200)
L 600
P 655
H 2015



Vision
500 2T

500 lt
(250+250)
L 720
P 765
H 2080



ECT-F
TOUCH

VISION 2T

+2°C +15°C
-10°C -20°C



Vision
700 2T

ECT-F



Vision
700 2T

700 Lt
(300+300)
L 720
P 885
H 2050



ECT-F
TOUCH

VISION - VISION 2T

MODELLO MODEL	400		700		400 2T		500 2T		700 2T	
Capacità lt (cu ft) - Net capacity lt (cu ft)	347 (12,26)		620 (21,91)		170+160 (6,01+5,66)		249+230 (8,80+8,13)		260+265 (9,19+9,37)	
Capacità lorda lt (cu ft) - Gross Capacity lt (cu ft)	347 (12,26)		620 (21,91)		170+181 (6,01+6,39)		249+261 (8,80+9,22)		288+305 (10,18+10,78)	
Campo di temperatura - Temperature range	-10 -20°C				+2 +15°C / -10 -20°C					
Range di temperatura ambiente di utilizzo Ambient temperature range	+10 +25°C									
Controllore elettronico - Controller type	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH
Dimensioni esterne mm (LxPxH) External Dimensions mm (WxDxH)	600x670x1955		750x875x2100		600x655x2015		720x765x2080		720x860x203	
Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal Dimensions mm (WxDxH)	500x493x1405		600x686x1505		500x496x685 500x496x730		600x588x703 600x588x740		600x686x700 600x686x740	
Finitura Esterno/Interno External/Internal Coating	B+B or B+X				B+B			B+X		
Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm Insulation thickness (sides/back) mm	50/70		75		50/70		60/75		60	
Tipo di porta - Door type	Vetrata - Glass door									
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Ventilata - Forced air circulation									
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R290 or R452A				R452A+R452A or R290+R290					
Sbrinamento - Defrosting	Automatico con evaporizzazione acqua di condensa - Automatic, with condensate water evaporation									Automatico - Automatic
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Rullini (Ø 20mm) Rollers (Ø 20mm)		Piedi (H=130mm) Feet (H=130 mm)		Rullini (Ø 20mm) Rollers (Ø 20mm)				Piedi (H=130mm) Feet (H=130 mm)	
Illuminazione interna - Internal lightning	Led									
Intercambiabilità ripiani/cassetti e cestelli Shelves/drawers and baskets interchange system	✔									
N° max Griglie - Maximum shelves number	5		7		3+3		3+3		3+3	
Dim. griglie mm - Shelves dimensions mm	460x455		560x650		460x455		560x550		560x650	
N° max Cassetti - Maximum drawers number	7		7		3+3		3+3		3+3	
Dimensioni interne cassetti con divisori (LxPxH) mm (x n.spazi) - Drawer internal dimensions with partitions mm (WxDxH) (x nr of compartments)	120x400x75 (3)		154x500x75 (3)		120x400x75 (3)		154x500x75 (3)		154x500x75 (3)	
Dimensioni interne cassetto senza divisori mm (LxPxH) - Drawer internal dimensions without partitions mm (WxDxH)	390x400x75		490x600x75		390x400x75		490x500x75		490x600x75	
Dimensioni interne cestelli in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel basket internal dimensions mm (WxDxH)	✗		538x605x148		✗				538x605x148	
Dimensioni interne cassetti in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel drawer internal dimensions mm (WxDxH)	390x400x62		538x605x62		390x400x62		✗		538x605x62	
Consumo (kWh/24h) Power consumption (kWh/24h)	5		6		5		5,5		7	
Potenza assorbita kW - (Amp) Run absorption kW - (Amp)	0,32 (2,3)		0,35 (2,5)		0,17+0,32 (1+2,3)		0,17+0,32 (1+2,3)		0,17+0,32 (1+2,3)	
Assorbimento di spunto (A) - Starting current (A)	5		7		3+5		3+5		3+5	
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	45		55		50		50		50	
Calore Emesso EN 12900 (W) Heat Rejection EN 12900 (W)	330		220		110+330		110+330		110+330	
Capacità frigorifera (W) - Cooling capacity (W)	250		280		320+250		320+250		400+300	

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside

B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside