

100% Fiocchetti

the new standard

- + 50 ans d'expérience sur le marché de la réfrigération pour garantir la «gestion du froid à l'état de l'art»
- + Macro-gammes : médicale, pharmaceutique, hospitalière et transfusionnelle
- + Design innovant. Lignes épurées et fonctionnelles
- + Électronique à l'avant-garde, contrôle maximal des fonctions des appareils et des performances énergétiques
- + Réfrigérateurs hautement professionnels, présents dans le monde entier grâce à nos distributeurs



- + 50 años de experiencia en el mercado de refrigeración para lograr la "gestión del frío de vanguardia"
- + Sectores principales: médico, farmacias, hospitales, centros de transfusión
- + Diseño innovador y funcional
- + Electrónica de vanguardia, máximo control del rendimiento del equipo y del consumo de energía
- + Refrigeradores altamente profesionales, disponibles en todo el mundo gracias a nuestros distribuidores

fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER



-10°C -20°C
VISION

+2°C +15°C
-10°C -20°C
VISION 2T



Congélateurs et frigocongélateurs combinés, avec portes vitrées, conçus pour la conservation des produits pour allergie au gluten ou pour les médicaments et matériaux biologiques de telle sorte qu'ils soient bien visibles sans devoir accéder à la partie interne. Les portes en verre à faible émissivité, sont dotées d'une résistance chauffante qui empêche la congélation. Les deux séries sont disponibles dans la version à thermostat ECT-F, ECT-F PLUS ou ECT-F TOUCH.

Congeladores y modelos combinados refrigerador-congelador, con puertas de vidrio, estudiados para el almacenamiento de productos para la enfermedad celíaca o medicamentos y materiales biológicos que deben de ser siempre visibles sin acceder directamente en los compartimientos. Las puertas de vidrio de baja emisividad tienen una resistencia calentadora que previene la congelación. Ambas gamas son disponibles en la versión con termostato ECT-F, ECT-F PLUS o ECT-F TOUCH.



Vision
400

Vision
700

Vision
400 2T

Vision
500 2T

ECT-F
ECT-F
PLUS

Vision
400

400 |
L/A 600
P 670
H 1955



Vision
700

700 |
L/A 750
P 875
H 2100



Vision
400 2T

400 |
(200+200)
L/A 600
P 655
H 2015



Vision
500 2T

500 |
(250+250)
L/A 720
P 765
H 2080



ECT-F
TOUCH

VISION 2T

+2°C +15°C
-10°C -20°C



Vision
700 2T

ECT-F



Vision
700 2T

700 |
(300+300)
L/A 720
P 860
H 2030



ECT-F
TOUCH

VISION - VISION 2T

MODÈLE MODELO	400		700		400 2T		500 2T		700 2T	
Capacité l (cu ft) - Capacidad l (cu ft)	347 (12,26)		620 (21,91)		170+160 (6,01+5,66)		249+230 (8,80+8,13)		260+265 (9,19+9,37)	
Capacité brute l (cu ft) - Capacidad bruta l (cu ft)	347 (12,26)		620 (21,91)		170+181 (6,01+6,39)		249+261 (8,80+9,22)		288+305 (10,18+10,78)	
Plage de température - Rango de temperatura	-10 -20°C				+2 +15°C / -10 -20°C					
Plage de température ambiante d'utilisation Rango de temperatura ambiente de uso	+10 +25°C				+10 +25°C					
Unité de contrôle électronique Tipo de controlador electrónico	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH
Dimensions externes mm (LxPxH) Dimensiones externas mm (AxPxH)	600x670x1955		750x875x2100		600x655x2015		720x765x2080		720x860x2030	
Dimensions internes mm (LxPxH) Dimensiones internas mm (AxPxH)	500x493x1405		600x686x1505		500x496x685 500x496x730		600x588x703 600x588x740		600x686x700 600x686x740	
Finition externe/interne Acabado externo/interno	B+B ou/o B+X				B+B				B+X	
Épaisseur isolation (flancs/fond) mm Espesor aislamiento (lados/espalda) mm	50/70		75		50/70		60/75		60	
Type de porte - Tipo de puerta					Vitrée - <i>de Vidrio</i>					
Type de réfrigération - Tipo de refrigeración					Ventilée - <i>Ventilada</i>					
Type de gaz réfrigérant - Tipo de gas	R290 ou/o R452A				R452A+R452A ou/o R290+R290					
Dégivrage - Descongelación	Automatique avec évaporation de l'eau de condensation - <i>Automática con evaporación del agua de condensación</i>				Automatique - <i>Automática</i>					
Pieds/Roulettes - Pies/Ruedas	Roulettes (Ø 20mm) <i>Ruedas pequeñas (Ø 20mm)</i>		Pieds (H=130mm) <i>Pies (H=130 mm)</i>		Roulettes (Ø 20mm) <i>Ruedas pequeñas (Ø 20mm)</i>				Pieds (H=130mm) <i>Pies (H=130 mm)</i>	
Éclairage interne - Iluminación interna					Diodes - <i>Led</i>					
Interchangeabilité clayettes/tiroirs et paniers Intercambiabilidad rejillas/cajones y cestas					✓					
Nb max clayettes - No. max rejillas	5		7		3+3		3+3		3+3	
Dimensions clayettes mm - Dimensiones rejillas mm	460x455		560x650		460x455		560x550		560x650	
Nb max tiroirs - No. max cajones	7		7		3+3		3+3		3+3	
Dim. Tiroirs avec séparateurs (LxPxH) mm (x nb of espaces) - Dim. Cajones con separadores (AxPxH) mm (x no. de espacios)	120x400x75 (3)		154x500x75 (3)		120x400x75 (3)		154x500x75 (3)		154x500x75 (3)	
Dimensions internes tiroirs sans séparateurs mm (LxPxH) - Dimensiones internas cajones sin separadores mm (AxPxH)	390x400x75		490x600x75		390x400x75		490x500x75		490x600x75	
Dimensions internes paniers d'acier inox mm (LxPxH) - Dimensiones internas cestas de acero inox mm (AxPxH)	✗		538x605x148		✗				538x605x148	
Dimensions internes tiroirs d'acier inox mm (LxPxH) - Dimensiones internas cajones de acero inox mm (AxPxH)	390x400x62		538x605x62		390x400x62		✗		538x605x62	
Consommation (kWh/24h) Consumo (kWh/24h)	5		6		5		5,5		7	
Puissance absorbée kW - (Amp) Potencia de absorción kW - (Amp)	0,32 (2,3)		0,35 (2,5)		0,17+0,32 (1+2,3)		0,17+0,32 (1+2,3)		0,17+0,32 (1+2,3)	
Puissance absorbée (A) - Absorción de arranque (A)	5		7		3+5		3+5		3+5	
Niveau de Bruit (dBA) - Nivel de ruido (dBA)	45		55		50		50		50	
Chaleur dégagée EN 12900 (W) Calor emitido EN 12900 (W)	330		220		110+330		110+330		110+330	
Puissance réfrigérante (W) - Capacidad de refr. (W)	250		280		320+250		320+250		400+300	

B+B= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries interne et externe / Acero con PVC plastificado antibacteriano de color blanco al interior y exterior
B+X= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries externe et acier inox AISI 304 interne / Acero con PVC plastificado antibacteriano de color blanco al exterior y acero inox AISI 304 al interior