

ULTRAFREEZER

verticale
upright



Ultrafreezer
120

120 lt
L 755
P 740
H 1270



Ultrafreezer
240

240 lt
L 755
P 740
H 1832



Ultrafreezer
360

360 lt
L 755
P 890
H 1992



Ultrafreezer
480

480 lt
L 905
P 890
H 1992



Ultrafreezer
600

600 lt
L 1055
P 890
H 1992



Ultrafreezer
710

710 lt
L 1195
P 890
H 1992



Ultrafreezer
820

820 lt
L 1335
P 890
H 1992



Ultrafreezer
1000

1000 lt
L 1335
P 995
H 1992

ULTRAFREEZER

orizzontale
chest



Ultrafreezer
400

400 lt
L 1680
P 950
H 1098



Ultrafreezer
570

570 lt
L 2060
P 950
H 1098

ULTRAFREEZER

MODELLO MODEL	ORIZZONTALI - CHEST					VERTICALI - UPRIGHT				
	400	570	120	240	360	480	600	710	820	1000
Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)	405 (14,31)	570 (20,14)	120 (4,24)	240 (8,48)	360 (12,72)	480 (16,96)	600 (21,20)	710 (25,08)	820 (28,9)	965 (34,09)
Campo di temperatura - Temperature range	-50 -86°C					-50 -86°C				
Range di temperatura ambiente di utilizzo Ambient temperature range	+10 +25°C									
Dimensioni esterne mm (LxPxH) - External Dimensions mm (WxDxH)	1680x950x1098	2060x950x1098	755x740x1270	755x740x1832	755x890x1992	905x890x1992	1055x890x1992	1195x890x1992	1335x890x1992	1335x732x1992
Dimensioni interne mm (LxPxH) - Internal dimensions mm (WXDXH)	947x570x751	1327x570x751	450x488x549	450x488x1111	450x626x1276	600x626x1276	750x626x1276	890x626x1276	1035x626x1276	1035x732x1276
Finitura Esterno/Interno - External/Internal Coating	Lamiera Verniciata + Acciao Inox - <i>Painted steel + Stainless steel</i>									
Spessore isolamento mm - Insulation thickness mm	130					130				
Tipo di porta - Door Type	Cieca - <i>Solid door</i>					Cieca - <i>Solid door</i>				
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Statica - <i>Static</i>					Statica - <i>Static</i>				
1° stadio gas refrigerante - 1st stage refrigerant gas type	R455A					R455A				
2° stadio gas refrigerante - 2st stage refrigerant gas type	R170					R170				
Ruote - Castors	6 Ruote, di cui 2 con freno H=101mm <i>6 wheels, (nr.2 with brakes) H=101mm</i>				4 Ruote di cui 2 con freno (H=101mm) <i>4 Wheels (nr.2 with brakes) H=101 mm</i>					
N. ripiani regolabili - Nr of adjustable shelves	/	/	1	3	3	3	3	3	3	3
N. controportelli - Nr of inner doors	/	/	1	2	2	2	2	2	2	2
Consumo (kWh/24h) - Power consumption (kWh/24h)	8,5	9,8	6,7	7	8,5	11	12,2	12,5	14	15
Potenza assorbita kW - (Amp) - Run absorption kW - (Amp)	0,76 (2,9)	0,79 (3,0)	0,45 (3,2)	0,58 (3,5)	0,68(3,6)	0,95 (4,7)	0,95 (5,0)	1,12 (5,3)	1,29 (6,9)	1,37 (7,0)
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	51	52	49	51	52	53	54	54	57	57
Calore Emesso EN 12900 (W) - Heat Rejection EN 12900 (W)	354,1	408,3	279,1	291,6	354,1	458,3	508,3	520,8	583,3	625