

ULTRAFREEZER

vertical
vertical



Ultrafreezer
120

120 |
L/A 755
P 740
H 1270



Ultrafreezer
240

240 |
L/A 755
P 740
H 1832



Ultrafreezer
360

360 |
L/A 755
P 890
H 1992



Ultrafreezer
480

480 |
L/A 905
P 890
H 1992



Ultrafreezer
600

600 |
L/A 1055
P 890
H 1992



Ultrafreezer
710

710 |
L/A 1195
P 890
H 1992



Ultrafreezer
820

820 |
L/A 1335
P 890
H 1992



Ultrafreezer
1000

1000 |
L/A 1340
P 973
H 1992

ULTRAFREEZER

horizontal
horizontal



Ultrafreezer
400

400 |
L/A 1680
P 950
H 1098



Ultrafreezer
570

570 |
L/A 2060
P 950
H 1098

ULTRAFREEZER

MODÈLE MODELO	HORIZONTALAUX - HORIZONTALES				VERTICAUX - VERTICALES					
	400	570	120	240	360	480	600	710	820	1000
Capacité l (cu ft) - Capacidad l (cu ft)	405 (14,31)	570 (20,14)	120 (4,24)	240 (8,48)	360 (12,72)	480 (16,96)	600 (21,20)	710 (25,08)	820 (25,96)	965 (34,09)
Plage de température - Rango de temperatura	-50 -86°C				-50 -86°C					
Plage de température ambiante d'utilisation Rango de temperatura ambiente de uso	+10 +25°C									
Dimensions externes mm (LxPxH) - Dimensiones externas mm (AxPxH)	1680x950x1098	2060x950x1098	755x740x1270	755x740x1832	755x890x1992	905x890x1992	1055x890x1992	1195x890x1992	1340x890x1992	1340x973x1992
Dimensions internes mm (LxPxH) - Dimensiones internas mm (AxPxH)	947x570x751	1327x570x751	450x488x549	450x488x1111	450x626x1276	600x626x1276	750x626x1276	890x626x1276	1035x626x1276	1035x732x1276
Finition externe/interne - Acabado externo/interno	Tôle peinte + Acier inox - Acero pintado + Acero inox									
Épaisseur isolation mm - Espesor aislamiento mm	130				130					
Type de porte - Tipo de puerta	Pleine - Ciega				Pleine - Ciega					
Type de réfrigération - Tipo de refrigeración	Statique - Éstatica				Statique - Éstatica					
1° stade gaz réfrigérant - 1° fase gas refrigerante	R455A				R455A					
2° stade gaz réfrigérant - 2° fase gas refrigerante	R170				R170					
Roues - Ruedas	6 Roues, dont 2 dotées de frein H=101mm 6 ruedas (no. 2 con freno) H=101mm		4 Roues, dont 2 dotées de frein 4 ruedas (no. 2 con freno)			4 Roues, dont 2 dotées de frein 4 ruedas (no. 2 con freno)				
Nb niveaux réglables - No. Estantes ajustables	/	/	1	3	3	3	3	3	3	3
Nb contre-portes internes - No. puertas internas	/	/	1	2	2	2	2	2	2	2
Consommation (kWh/24h) - Consumo (kWh/24h)	8,5	9,8	6,7	7	8,5	11	12,2	12,5	14	15
Puissance absorbée kW - (Amp) - Potencia de absorción kW - (Amp)	0,76 (2,9)	0,79 (3,0)	0,45 (3,2)	0,58 (3,5)	0,68 (3,6)	0,95 (4,7)	0,95 (5,0)	1,12 (5,3)	1,29 (6,9)	1,37 (7,0)
Niveau de Bruit (dBA) - Nivel de ruido (dBA)	51	52	49	51	52	53	54	54	57	57
Chaleur dégagée EN 12900 (W) - Calor emitido EN 12900 (W)	330	380	250	260	320	430	480	490	550	600