

# 100% Fiocchetti

## the new standard

- + 50 anni di esperienza nel mercato della refrigerazione per ottenere la "gestione del freddo allo stato dell'arte"
- + Macro gamme: medicale, farmacia, ospedaliera, trasfusionale
- + Design innovativo. Linee pulite e funzionali
- + Elettronica all'avanguardia, massimo controllo sulle funzioni degli apparecchi e delle performance energetiche
- + Frigoriferi altamente professionali, presenti grazie ai nostri distributori in tutto il mondo



- + 50 years in the refrigeration field to reach "the cold management at the state of the art"
- + Main sectors: medical, pharmacies, hospitals, blood transfusion centers
- + Innovative, functional design
- + Latest generation electronics, highest control on the performance of the equipment and on power consumption
- + Highly professional refrigerators, worldwide present thanks to our distributors

**fiocchetti**  
THE COLD MANUFACTURER



# FREEZER

-10°C -25°C



La serie Freezer comprende i congelatori professionali con gamma di temperatura impostabile tra i -10 e i -25°C, dai 140 ai 1500 litri di capacità. Grazie alla loro affidabilità, permettono di conservare in completa sicurezza campioni biologici e di laboratorio, adattandosi a molteplici esigenze nel campo sanitario.

*Freezer range includes professional units with temperature range settable between -10 and -25°C, from 140 to 1500 liters capacity. Thanks to their reliability, they can store in totally safe conditions biological and laboratory samples and comply with the different needs of the medical field.*



Freezer  
140

Freezer  
250

Freezer  
400

Freezer  
700

ECT-F  
ECT-F  
PLUS

-10°C -20°C

Freezer  
140

140 lt  
L 520  
P 635  
H 940  
H 835\*



\* nella versione ECT-F  
\* ECT-F version

Freezer  
250

250 lt  
L 600  
P 630  
H 1635



Freezer  
400

400 lt  
L 600  
P 630  
H 1955



Freezer  
700

700 lt  
L 750  
P 860  
H 2100



ECT-F  
TOUCH

# FREEZER

-10°C -25°C



Freezer  
1500



Freezer  
1500

1500 lt  
L 1440  
P 820  
H 2070

**ECT-F  
TOUCH**

# FREEZER

MODELLO  
MODEL

	140	250	400	700	1500
<b>Capacità lt (cu ft) - Net capacity lt (cu ft)</b>	128 (4,53)	264 (9,33)	347 (12,26)	620 (21,91)	1335 (47,87)
<b>Capacità lorda lt (cu ft) - Gross Capacity lt (cu ft)</b>	153 (5,40)	264 (9,33)	347 (12,26)	620 (21,91)	1335 (47,87)
<b>Campo di temperatura - Temperature range</b>	-10 -20°C				
<b>Range di temperatura ambiente di utilizzo Ambient temperature range</b>	+16 +32°C				
<b>Controllore elettronico - Controller type</b>	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS
<b>Dimensioni esterne mm (LxPxH) External Dimensions mm (WxDxH)</b>	520x635x835	520x635x940	600x650x1635	600x650x1955	750x860x2100
<b>Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal Dimensions mm (WxDxH)</b>	440x516x560	500x490x1075	500x490x1400	600x686x1500	1300x690x1510
<b>Finitura Esterno/Interno External/Internal Coating</b>	B+B or B+X				
<b>Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm Insulation thickness (sides/back) mm</b>	40	50 / 70		75	70
<b>Tipo di porta - Door type</b>	Cieca - Solid door				
<b>Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type</b>	Ventilata - Forced air circulation				
<b>Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type</b>	R290 or R452A				
<b>Sbrinamento - Defrosting</b>	Automatico con evaporizzazione acqua di condensa - Automatic, with condensate water evaporation				
<b>Piedi/Rullini - Feet/Rollers</b>	Piedi (H=15mm) Feet (H=15 mm)	Rullini (Ø 20mm) Rollers (Ø 20mm)		Piedi (H=130mm) Feet (H=130 mm)	
<b>Illuminazione interna - Internal lightning</b>	Led				
<b>Intercambiabilità ripiani/cassetti e cestelli Shelves/drawers and baskets interchange system</b>	✓				
<b>N° max Griglie - Maximum shelves number</b>	3	4	5	6	12
<b>Dim. griglie mm - Shelves dimensions mm</b>	400x490	460x455	460x455	560x650	560x650
<b>N° max Cassetti - Maximum drawers number</b>	3	4	7	7	14
<b>Dimensioni interne cassetti con divisori (LxPxH) mm (x n.spazi) - Drawer internal dimensions with partitions mm (WxDxH) (x nr of compartments)</b>	100x450x75 (3)	120x400x75 (3)	120x400x75 (3)	154x600x75 (3)	154x600x75 (3)
<b>Dimensioni interne cassetto senza divisori mm (LxPxH) - Drawer internal dimensions without partitions mm (WxDxH)</b>	330x450x75	390x400x75	390x400x75	490x600x75	490x600x75
<b>Dimensioni interne cestelli in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel basket internal dimensions mm (WxDxH)</b>		✗		538x605x148	538x605x148
<b>Dimensioni interne cassetti in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel drawer internal dimensions mm (WxDxH)</b>	✗	390x400x62	390x400x62	538x605x62	538x605x62
<b>Consumo (kWh/24h) Power consumption (kWh/24h)</b>	4	3,5	4,5	5	10
<b>Potenza assorbita kW - (Amp) Run absorption kW - (Amp)</b>	0,18 (1,2)	0,32 (2,3)	0,32 (2,3)	0,35 (2,5)	0,53 (3,8)
<b>Assorbimento di spunto (A) - Starting current (A)</b>	3,5	5	5	7	10
<b>Rumorosità (&lt;dBA) - Noise level (&lt;dBA)</b>	38	40	40	48	55
<b>Calore Emesso EN 12900 (W) Heat Rejection EN 12900 (W)</b>	150	330	330	220	450
<b>Capacità frigorifera (W) - Cooling capacity (W)</b>	130	300	300	330	370

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside

B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside