

# 100% Fiocchetti the new standard

- + 50 anni di esperienza nel mercato della refrigerazione per ottenere la "gestione del freddo allo stato dell'arte"
- + Macro gamme: medicale, farmacia, ospedaliera, trasfusionale
- + Design innovativo. Linee pulite e funzionali
- + Elettronica all'avanguardia, massimo controllo sulle funzioni degli apparecchi e delle performance energetiche
- + Frigoriferi altamente professionali, presenti grazie ai nostri distributori in tutto il mondo



- + 50 years in the refrigeration field to reach "the cold management at the state of the art"
- + Main sectors: medical, pharmacies, hospitals, blood transfusion centers
- + Innovative, functional design
- + Latest generation electronics, highest control on the performance of the equipment and on power consumption
- + Highly professional refrigerators, worldwide present thanks to our distributors

**fiocchetti**  
THE COLD MANUFACTURER



-10°C -20°C  
**VISION**

+2°C +15°C  
-10°C -20°C  
**VISION 2T**



Congelatori e frigocongelatori combinati, con porte in vetro, pensati per la conservazione di prodotti per la celiachia o per medicinali e materiali biologici che possano essere sempre ben visibili anche senza accedere ai vani. Le porte in triplo vetro possiedono una resistenza riscaldante che ne impedisce il congelamento. Entrambe le serie sono disponibili nella versione con termostato ECT-F, ECT-F PLUS o ECT-F TOUCH.

*Freezer and combined refrigerator-freezer models, with glass doors, developed for the storage of coeliac disease products, drugs and biological samples that should always remain in clear sight, without accessing directly to the equipment. The triple door layer glass doors are fitted with a heated gasket avoiding freezing. Both series are available either with ECT-F, ECT-F PLUS or ECT-F TOUCH Touch controller.*



Vision  
400

Vision  
700

Vision  
400 2T

Vision  
500 2T

**ECT-F**  
**ECT-F**  
**PLUS**

Vision  
**400**

400 lt  
L 600  
P 655  
H 1955



Vision  
**700**

700 lt  
L 750  
P 875  
H 2100



Vision  
**400 2T**

400 lt  
(200+200)  
L 600  
P 655  
H 2015



Vision  
**500 2T**

500 lt  
(250+250)  
L 720  
P 765  
H 2080



**ECT-F**  
**TOUCH**

# VISION 2T

+2°C +15°C  
-10°C -20°C



Vision  
700 2T

ECT-F



Vision  
700 2T

700 lt  
(300+300)

L 720  
P 885  
H 2050

ECT-F  
TOUCH

# VISION - VISION 2T

MODELLO  
MODEL

	400	700	400 2T	500 2T	700 2T
<b>Capacità lt (cu ft) - Net capacity lt (cu ft)</b>	347 (12,26)	620 (21,91)	170+160 (6,01+5,66)	249+230 (8,80+8,13)	260+265 (9,19+9,37)
<b>Capacità lorda lt (cu ft) - Gross Capacity lt (cu ft)</b>	347 (12,26)	620 (21,91)	170+181 (6,01+6,39)	249+261 (8,80+9,22)	288+305 (10,18+10,78)
<b>Campo di temperatura - Temperature range</b>	-10 -20°C		+2 +15°C / -10 -20°C		
<b>Range di temperatura ambiente di utilizzo Ambient temperature range</b>	+10 +25°C		+16 +32°C		
<b>Controllore elettronico - Controller type</b>	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS	ECT-F TOUCH	ECT-F ECT-F PLUS
<b>Dimensioni esterne mm (LxPxH) External Dimensions mm (WxDxH)</b>	600x670x1955	750x875x2100	600x655x2015	720x765x2080	720x860x203
<b>Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal Dimensions mm (WxDxH)</b>	500x493x1405	600x686x1505	500x496x685 500x496x730	600x588x703 600x588x740	600x686x700 600x686x740
<b>Finitura Esterno/Interno External/Internal Coating</b>	B+B or B+X		B+B		B+X
<b>Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm Insulation thickness (sides/back) mm</b>	50/70	75	50/70	60/75	60
<b>Tipo di porta - Door type</b>	Vetrata - Glass door				
<b>Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type</b>	Ventilata - Forced air circulation				
<b>Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type</b>	R290 or R452A		R452A+R452A or R290+R290		
<b>Sbrinatorio - Defrosting</b>	Automatico con evaporizzazione acqua di condensa - Automatic, with condensate water evaporation				
<b>Piedi/Rullini - Feet/Rollers</b>	Rullini (Ø 20mm) Rollers (Ø 20mm)	Piedi (H=130mm) Feet (H=130 mm)	Rullini (Ø 20mm) Rollers (Ø 20mm)	Piedi (H=130mm) Feet (H=130 mm)	
<b>Illuminazione interna - Internal lightning</b>	Led				
<b>Intercambiabilità ripiani/cassetti e cestelli Shelves/drawers and baskets interchange system</b>	✓				
<b>N° max Griglie - Maximum shelves number</b>	5	7	3+3	3+3	3+3
<b>Dim. griglie mm - Shelves dimensions mm</b>	460x455	560x650	460x455	560x550	560x650
<b>N° max Cassetti - Maximum drawers number</b>	7	7	3+3	3+3	3+3
<b>Dimensioni interne cassetti con divisori (LxPxH) mm (x n.spazi) - Drawer internal dimensions with partitions mm (WxDxH) (x nr of compartments)</b>	120x400x75 (3)	154x500x75 (3)	120x400x75 (3)	154x500x75 (3)	154x500x75 (3)
<b>Dimensioni interne cassetto senza divisori mm (LxPxH) - Drawer internal dimensions without partitions mm (WxDxH)</b>	390x400x75	490x600x75	390x400x75	490x500x75	490x600x75
<b>Dimensioni interne cestelli in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel basket internal dimensions mm (WxDxH)</b>	✗	538x605x148	✗	538x605x148	
<b>Dimensioni interne cassetti in filo d'acciaio mm (LxPxH) - Stainless steel drawer internal dimensions mm (WxDxH)</b>	390x400x62	538x605x62	390x400x62	✗	538x605x62
<b>Consumo (kWh/24h) Power consumption (kWh/24h)</b>	5	6	5	5,5	7
<b>Potenza assorbita kW - (Amp) Run absorption kW - (Amp)</b>	0,32 (2,3)	0,35 (2,5)	0,17+0,32 (1+2,3)	0,17+0,32 (1+2,3)	0,17+0,32 (1+2,3)
<b>Assorbimento di spunto (A) - Starting current (A)</b>	5	7	3+5	3+5	3+5
<b>Rumorosità (&lt;dBA) - Noise level (&lt;dBA)</b>	45	48	48	48	48
<b>Calore Emesso EN 12900 (W) Heat Rejection EN 12900 (W)</b>	330	220	110+330	110+330	110+330
<b>Capacità frigorifera (W) - Cooling capacity (W)</b>	250	280	320+250	320+250	400+300

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside

B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside