

**GAMME DE  
PRODUITS**  
GAMA DE  
PRODUCTOS

**fiocchetti**  
SCIENTIFIC REFRIGERATORS



Depuis près de **60 ans** nous transformons l'excellence italienne en solutions de **réfrigération professionnelles** de haute gamme, avec une expertise particulière dans le secteur **médical**. Les certifications **ISO 9001** et **ISO 13485** attestent de la qualité et de la fiabilité de notre engagement.

Notre production est **100 % italienne** et rayonne partout dans le monde grâce à un vaste réseau de **distribution structuré**. Un investissement continu dans la recherche et le développement nous permet d'anticiper les besoins du marché et de proposer des innovations qui font véritablement la différence.

Notre gamme de produits est conçue pour offrir des performances exceptionnelles : un design essentiel, des technologies de pointe, une consommation d'énergie optimisée et des matériaux sélectionnés pour garantir **fiabilité, efficacité et durabilité**. Bien plus que des produits, ce sont des outils conçus pour faciliter le travail des professionnels. .

*Durante casi **60 años**, hemos transformado la excelencia italiana en soluciones de **refrigeración profesional**, de alto nivel, con especialización en el sector **médico**. Las certificaciones **ISO 9001** y **ISO 13485** confirman la calidad y fiabilidad de nuestros procesos.*

*Nuestra producción es **100% italiana** y llega a todos los rincones del mundo gracias a una **extensa y estructurada** red de distribución. La inversión continua en **investigación y desarrollo** nos permite anticiparnos a las necesidades del mercado y proponer innovaciones que marcan la diferencia.*

*Nuestra gama de productos está diseñada para ofrecer un rendimiento excelente: diseño esencial, tecnologías de vanguardia, consumo energético optimizado y materiales seleccionados para garantizar **fiabilidad, eficiencia y sostenibilidad**. No solo productos, sino herramientas diseñadas para potenciar el trabajo de los profesionales.*

## SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ ET DE SURVEILLANCE SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y MONITOREO



Fiocchi propose des solutions complètes de surveillance et de supervision des réfrigérateurs et congélateurs, de sa propre marque comme de ceux d'autres fabricants. Grâce au logiciel **LAN SUPERVISOR** vous pouvez surveiller tous les appareils connectés au réseau local, en garantissant la traçabilité des températures et l'envoi de notifications par e-mail en cas d'alarme. Les modèles équipés de contrôleur **TOUCH** peuvent également être surveillés à distance via l'Internet des objets (IoT), avec une interface cloud et une application iOS/Android, ou via GSM avec notifications SMS, en garantissant un contrôle constant et en temps réel.

*Fiocchi ofrece soluciones completas para monitorear refrigeradores y congeladores, propios o de otros fabricantes, de manera confiable. Con el software **LAN SUPERVISOR**, se supervisan todos los dispositivos en la red local, asegurando trazabilidad precisa de la temperatura y alertas inmediatas por correo electrónico. Los modelos con electrónica táctil **TOUCH** permiten monitoreo remoto vía IoT con interfaz en la nube, app para iOS/Android o GSM con notificaciones SMS, garantizando un control constante y seguro en todo momento.*

Nos gammes :

**RÉFRIGÉRATEURS**

**CONGÉLATEURS**

**BANQUES DE SANG  
ET CONGÉLATEURS À PLASMA**

**RÉFRIGÉRATEURS PORTABLES**

**MACHINES À GLAÇONS**

**CHAMBRES ET RÉFRIGÉRATEURS  
MORTUAIRES**

*Nuestra gama de productos:*

**REFRIGERADORES**

**CONGELADORES**

**BANCOS DE SANGRE  
Y CONGELADORES DE PLASMA**

**REFRIGERADORES PORTÁTILES**

**MÁQUINAS DE HIELO**

**CÁMARAS Y REFRIGERADORES  
MORTUORIOS**

**PHARMACIE ET VACCINS**  
FARMACIAS Y VACUNAS



**TRANSFUSION, BANQUES DE SANG  
ET CONGÉLATEURS À PLASMA**  
TRANSFUSIÓN, BANCOS  
DE SANGRE Y PLASMA



**HÔPITAL, MÉDICAL  
ET LABORATOIRE**  
HOSPITALES, CENTROS MÉDICOS  
Y LABORATORIOS



**SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ ET  
DE SURVEILLANCE**  
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD  
Y MONITOREO



**CLINIQUES PRIVÉES  
ET CABINETS MÉDICAUX**  
CLÍNICAS PRIVADAS  
Y CONSULTORIOS MÉDICOS



**CHAMBRES ET RÉFRIGÉRATEURS  
MORTUAIRES**  
CÁMARAS Y REFRIGERADORES  
MORTUORIOS



**LIFESCIENCE ET INDUSTRIE**  
LIFESCIENCE Y INDUSTRIA



**RÉFRIGÉRATEURS POUR LE TRANSPORT**  
REFRIGERADORES PARA TRANSPORTE



# RÉFRIGÉRATEURS REFRIGERADORES



**Les réfrigérateurs professionnels Fiocchetti**, à une ou deux températures, avec portes vitrées ou pleines, assurent la bonne conservation des produits de santé et des matières biologiques thermosensibles.

Disponibles avec les **contrôleurs ECT-F, ECT-F PLUS ou ECT-F TOUCH** avec graphiques et enregistrement des données, ils offrent un contrôle précis de la température et des systèmes d'alarme.

La gamme, avec ses **différentes capacités et ses nombreux accessoires**, est entièrement personnalisable.

*Los refrigeradores profesionales Fiocchetti, con una o dos temperaturas, con puertas de vidrio o sólidas, garantizan la correcta conservación de productos sanitarios y materiales biológicos termosensibles.*

Disponibles con **controladores ECT-F, ECT-F PLUS ECT-F TOUCH**, con gráficos y registro de datos, ofrecen un control preciso de la temperatura y sistemas de alarma.

La gama, con **diversas capacidades y accesorios**, es totalmente personalizable.



# CONGÉLATEURS CONGELADORES

Des solutions fiables pour le stockage sécurisé d'échantillons et de produits sensibles, avec une large gamme de modèles de -10 °C à -86 °C conçus pour garantir précision, stabilité thermique et continuité maximale de fonctionnement.

Voilà les séries disponibles :

**FREEZER et VISION** (-10°C / -25°C) - polyvalentes et intuitives, avec contrôleurs ECT-F, ECT-F PLUS ou TOUCH.

**SUPERARTIC** (-20°C / -40°C) - hautes performances pour les applications exigeant de basses températures.

**ULTRAFREEZER** (-60°C / -86°C) - protection maximale pour les échantillons à stocker à très basse température.

## RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS COMBINÉS

Modèles à double moteur avec compartiments indépendants et températures réglables séparément, de 280 à 700 litres, disponibles avec portes pleines (mod. LABOR 2T et SUPERARTIC 2T) ou portes vitrées (VISION 2T), et avec contrôleurs ECT-F, ECT-F PLUS ou TOUCH.

*Soluciones fiables para el almacenamiento seguro de muestras y productos sensibles, con una amplia gama de modelos de -10 °C a -86 °C, diseñados para garantizar precisión, estabilidad térmica y máxima continuidad de trabajo.*

*Las series disponibles:*

**FREEZER y VISION** (-10°C / -25°C) - versátiles e intuitivas, con controladores ECT-F, ECT-F PLUS o TOUCH.

**SUPERARTIC** (-20°C / -40°C) - alto rendimiento para aplicaciones que requieren bajas temperaturas.

**ULTRAFREEZER** (-60°C / -86°C) - máxima protección para muestras que se almacenan a temperaturas muy bajas.

## REFRIGERADORES-CONGELADORES COMBINADOS

*Modelos de doble compresor con compartimentos independientes y temperaturas regulables por separado, de 280 a 700 litros, disponibles con puertas sólidas (LABOR 2T y SUPERARTIC 2T) o puertas de cristal (VISION 2T), y controladores ECT-F, ECT-F PLUS o TOUCH.*



# CONSERVATION SANG & PLASMA CONSERVACIÓN DE SANGRE Y PLASMA

**Dispositifs médicaux certifiés (CE 93/42 - Classe IIa)** pour le stockage du sang et des produits sanguins, enregistrés au Registre national. Les banques de sang et les congélateurs à plasma offrent une sécurité maximale, une grande capacité et diverses configurations, toutes dotées de la contrôleur **ECT-F TOUCH**.

Les séries disponibles :

- **EMOTECA**: +4 °C, également en versions « Twin » (avec double compresseur) et à deux températures positives (EMOTECA 2T), de 100 à 1500 litres.
- **PLASMA-FREEZER / PLASMA-VISION (porte vitrée)** : de -10 / jusqu'à -25°C
- **PLASMA-SUPERARTIC**: -20 / -40°
- **PLASMA-LABOR 2T / PLASMA-VISION 2T / PLASMA-SUPERARTIC 2T** : unités combinées pour le sang et le plasma

**Caractéristiques standard : Thermostat ECT-F TOUCH avec :**

- Enregistrement électronique de la température et des alarmes, avec sonde PT100 indépendante et batterie de secours
- Bornier externe avec contacts secs et port Ethernet RJ45
- Verrouillage électronique
- Sonde de simulation de température du produit

**Dispositivos médicos certificados (CE 93/42 - Clase IIa)** para el almacenamiento de sangre y hemoderivados, registrados en el Registro Nacional. Los bancos de sangre y congeladores de plasma ofrecen máxima seguridad, gran capacidad y diversas configuraciones, todas con controlador **ECT-F TOUCH**. Las Series disponibles:

- **EMOTECA**: +4 °C, disponible también en la versión "Twin" (doble compresor) y con dos temperaturas positivas (EMOTECA 2T), de 100 a 1500 litros.
- **PLASMA-FREEZER / PLASMA-VISION (puerta de cristal)**: -10 / hasta -25°C
- **PLASMA-SUPERARTIC**: -20 / -40°
- **PLASMA-LABOR 2T / PLASMA-VISION 2T / PLASMA-SUPERARTIC 2T**: equipos combinados para sangre y plasma

**Características estándar: Termostato ECT-F TOUCH con:**

- Registro electrónico de temperatura y alarma, con sonda PT100 independiente y batería de respaldo
- Caja de borne externa con contactos secos y puerto Ethernet RJ45
- Cerradura electrónica
- Sonda de simulación de temperatura del producto



# RÉFRIGÉRATEURS PORTABLES

## REFRIGERADORES PORTÁTILES

Disponibles dans les modèles à 29, 41 et 65 litres, avec compresseur et thermostat avec alarmes, alimentés en 12/24 V et 110/230 V (double câble d'alimentation). Possibilité d'intégrer un datalogger comme accessoire additionnel.

*29, 41 y 65 litros, con compresor y termostato con alarmas, alimentados por 12/24 V y 110/230 V (doble cable de alimentación). Posibilidad de adicionar un datalogger.*



# MACHINES À GLAÇONS

## MÁQUINAS DE HIELO

Entièrement en acier inoxydable, elles assurent la sécurité dans la production quotidienne de glace en cubes ou en granulés, avec condensation d'air (A) ou d'eau (W), disponibles dans différentes capacités.

*Fabricados completamente en acero inoxidable, disponibles en la versión para hielo en cubitos o granizado, con condensación por aire (A) o agua (W) y con producción diaria variable.*



# CHAMBRES ET RÉFRIGÉRATEURS

## CÁMARAS Y REFRIGERADORES

### MORTUORIOS

Équipements mortuaires conçus pour la conservation à court ou long terme des corps, prêts à l'emploi ou à assembler sur site.

La gamme comprend également des chariots pour le transport des corps et des tables d'autopsie, avec beaucoup d'accessoires disponibles.

*Equipos de refrigeración diseñados para la conservación a corto o largo plazo de cadáveres, listos para la utilización o para ensamblar. La gama también incluye carros para el transporte de cadáveres y mesas de autopsia, con muchos accesorios disponibles.*



# fiocchetti

**THE COLD MANUFACTURER**



## FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) - ITALY

Tel. +39 0522.976232 - fax +39 0522.976028

info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.com



Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux modèles décrits dans ce catalogue, pour des raisons techniques ou commerciales. Les illustrations ne représentent pas nécessairement le produit standard. El fabricante se reserva el derecho de modificar los modelos descritos en este catálogo en cualquier momento, por razones técnicas o comerciales. Las ilustraciones no representan necesariamente el producto estándar.

Cachet du revendeur - Sello del distribuidor