



Caratteristiche

Capacità	41 lt (1,45 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 60 x 37 x 40 <i>Dimensioni interne (L x P x H) cm 37 x 28,5 x 30 (+ vano 15 x 28,5 x 12,5); Peso kg 17</i>
Struttura ed Isolamento	Materiale plastico atossico int. ed est., spessore 40 mm
Porta	n.1 coperchio cieco
Serratura con chiave	
Dotazione interna	Nr.1 cestello dim. cm. 28 x 25 x 25 (L x P x H) Nr.2 cavi (accendisigari e per corrente alternata)
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	manuale

Dati Tecnici

Dettagli

- Refrigerante: R600a CFC free
- Tensione di alimentazione: 12V/24V; 110V/240V/50Hz-60Hz
- Corrente assorbita nominale 12 Vcc: 2,58 A
- Potenza assorbita nominale: 31 W
- Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
- Presa: N.2 connettori per le diverse alimentazioni (Schuko + Accendisigari)

Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.64x42x56; Kg.23</i> • Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.75x50x62; Kg.36

Accessori

Alimentatore 230V	+10 / -10 °C
--------------------------	--------------

Accessori

Registratore grafico di temperatura

Datalogger