

ULTRAFREEZER VERTICALE 600



Caratteristiche

Campo Temperatura	-50 /-86 °C
Capacità	600 lt (21,20 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 105,5 x 89 x 199,2 <i>Dimensioni interne (L x P x H) cm 75 x 62,6 x 127,6; Peso kg 360</i>
Struttura ed Isolamento	int. acciaio inox ed est. acciaio plastificato bianco; spessore 130 mm
Porta	n.1 porta cieca in acciaio plastificato bianco + n.2 controporte interne
Serratura con chiave	
Ruote	Ruote con freno
Dotazione interna	n.3 ripiani + fondo
Controllore	Termostato elettronico digitale con schermo 7" Touchscreen
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura (alta e bassa), alta temperatura condensatore, porta aperta, guasti, mancanza corrente e batteria assente. Sistema provvisto di batteria a tampone, operativo anche in caso di blackout.
Registrazione dati ed eventi	Grafico delle temperature giornaliere sempre disponibile a display 7". Memoria interna con registrazione degli ultimi 180 giorni scaricabili a pc tramite porta USB (software incluso).
Connettività	Porta USB; contatto pulito; porta Ethernet RJ45
Foro passacavi mm 26	
Refrigerazione	Statica

Dati Tecnici

Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">• Nr.2 compressori con sistema a cascata• Refrigerante: R455A nel primo stadio; R170 nel secondo. Gas CFC free. Gas CFC free.• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Assorbimento istantaneo: 0,95 kW (5 A)• Consumo: 12,2 kWh/24H• Calore emesso: 480 W• Rumorosità: < 54 dBA• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+25 °C; umidità 60%• Presa: Schuko
Conformità Direttive	2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE (ROHS II) e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cassa di legno <i>Dim. cm.126 x 107 x 223; Kg.450</i>

Accessori

Ripiano supplementare
Sonda PT100 contatti liberi
Impianto di Back-up a CO2
Impianto di Back-up a LN2
Stabilizzatore di tensione di rete
Tubo alta pressione da mt 1 o 2
Rack di stoccaggio in acciaio inox
Box di stoccaggio in policarbonato
Guanti idrorepellenti
Frequenza 60 Hz

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028

info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it

P.I.00934960352

Registro A.E.E. IT8020000002833