

AF1124A



Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 95 x 65,5 x 91,5
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Piedi regolabili in altezza	
Tipo di ghiaccio	granulare
Tipo di refrigerazione	aria
Produzione Kg/24h (fino a)	120
Capacità serbatoio (kg)	40
Peso	kg 78

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R134A CFC free• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Potenza assorbita: 14,4 kW/h• Consumo acqua l/h: 3,8• Consumo elettrico: 600 W• Fusibile (A): 10• Potenza Frigorifera Btu/h/W: 4845• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C• Pressione min/max: 1 bar/5 bar• Rumorosità < 64 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.102 x 66 x 107; Kg.84 - Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm. 112 x 74 x 115; Kg. 106</i>
note	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad acqua

Accessori

Kit per acqua demineralizzata

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833