

AF1124W



Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 95 x 65,5 x 91,5
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Piedi regolabili in altezza	
Tipo di ghiaccio	granulare
Tipo di refrigerazione	acqua
Produzione Kg/24h (fino a)	120
Capacità serbatoio (kg)	40
Peso	kg 78

Dati Tecnici

Dettagli

- Refrigerante: R134A CFC free
- Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz
- Potenza assorbita: 12,7 kW/h
- Consumo acqua l/h: 29,8
- Consumo elettrico: 500 W
- Fusibile (A): 10
- Potenza Frigorifera Btu/h/W: 1420
- Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C
- Pressione min/max: 1 bar/5 bar
- Rumorosità < 64 dB
- Temperatura Ambiente di utilizzo: +18/+43 °C; umidità 60%

Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
-----------------------------	--

Imballo	Cartone su pallet
----------------	-------------------

Dim. cm.102 x 66 x 107; Kg.84 - Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm. 112 x 74 x 115; Kg. 106

note	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad aria
-------------	---

Accessori

Kit per acqua demineralizzata

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833