

B20W



Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 39 x 52 x 64
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Tipo di ghiaccio	cubetti
Tipo di refrigerazione	acqua
Produzione Kg/24h (fino a)	24
Capacità serbatoio (kg)	8
Peso	kg 36

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R134a CFC free• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Potenza assorbita: 6 kW/h• Consumo acqua l/h: 22• Consumo elettrico: 310 W• Fusibile (A): 10• Potenza Frigorifera Btuh/W: 560• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C• Pressione min/max: 1 bar/5 bar• Rumorosità < 58 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +18/+43 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.47 x 63 x 90; Kg.44</i> <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm. 53 x 72 x 93; Kg. 68
note	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad aria

Accessori

Kit 4 piedi (+135 mm H)

Frequenza 60 Hz

Imballo in gabbia

FIOCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT802000002833