

# FRIGORIFERO MORTUARIO 2 CORPI

Cod. MOR0002

### Caratteristiche



Disclaimer:  
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

<b>Campo temperatura</b>	-5°C / +5°C <i>Disponibile anche a temperature negativa -10 / -20 °C</i>
<b>Capacità</b>	2 corpi su 2 livelli
<b>Dimensioni d'ingombro (LxPxH)</b>	cm 94x238x184 (versione TN e BT) <i>Dimensioni esterne senza monoblocco: cm 94 x 238 x 147;</i> Peso: 325Kg
<b>Struttura ed Isolamento</b>	Acciaio inox int. ed est.; spessore 70 mm
<b>Porta</b>	n.2 porte
<b>Serratura con chiave</b>	
<b>Ruote</b>	Ruote con freno
<b>Illuminazione</b>	
<b>Dotazione interna</b>	n.2 vasche in acciaio
<b>Controllore</b>	Termostato elettronico digitale
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Sbrinamento</b>	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

### Dati tecnici

<b>Dettagli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Refrigerante: R452A o R290, CFC free</li><li>• Tensione di alimentazione: 220V/1/50Hz</li><li>• HP 3/4 E ;kW 0,5 (modello -20°C: HP 1,7 E; kW 1,35)</li><li>• Potenza frigorifera: 1335 w (modello -20°C: 1184 W)</li><li>• Temperatura Ambiente di utilizzo: + 10/+ 32 °C; umidità 60%</li></ul>
<b>Conformità Direttive</b>	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cartone su pallet <i>Dim. cm 102x248x210; Kg.365</i> <i>Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.112x254x216;</i> <i>Kg.480</i>
<b>Note</b>	Disponibile anche nella versione a bassa temperatura (-10 / -20 °C)

---

### DMLP UNIT

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone

- Registratore di temperatura ed allarmi su SD card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La SD è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Predisposizione per allarme remoto ( contatto pulito) + porta RS485

---

### DMLP PRINTER

---

**Vasca supplementare in acciaio**

---

**Carrello idraulico H cm 32 - 165**

---

**Carrello idraulico elettrico 12V H cm 32 - 165**

---

**Frequenza 60 Hz**

---

### **FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it