

CARRO DE TRANSPORTE DE CADÁVERES

Cod. CRR002

Características generales



Descargo de
responsabilidad:
Las imágenes son sólo
para fines de
demostración.
Las características y
accesorios del producto
pueden diferir según el
modelo y la aplicación.

Dimensiones externas (AxPxA)

cm 206x61x81,6

Ruedas

4 ruedas (diam. 200 mm), y dos con frenos

Estructura

Totalmente en acero inox AISI 304, se compone de una estructura portante de tubular electro-saldado, sin tornillos y roblones, y moldeada con inclinación central para contener los líquidos.

Carga máxima

150 kg

Datos funcionales

Detalles

La camilla puede extraerse totalmente, gracias a las manillas situadas en los lados de la cabeza y de los pies.

Accesorios disponibles sobre pedido

Tapa para carro

Embalaje en jaula de madera