

Caractéristiques



Dimensions (LxPxH)	cm.225 x 75 x 32 / 165
Roues	N : 4 roues 125 mm (deux avec freins, un pour le contrôle de la direction) avec roulements à billes
Structure	En acier peint, avec cinq galets en plastique résistant à la corrosion
Poids	95 kg

Données techniques

Détails	<ul style="list-style-type: none">Élévateur hydraulique par pédaleDispositif de fixation du cercueil ou du brancardPoignée coulissante amovible et pare-chocs avant
Remarques	<ul style="list-style-type: none">Capacité de charge: MAX 250 kgPour chambres mortuaires jusqu'à 3 niveaux

Accessoires

Couvercle en acier pour chariot hydraulique

Emballage: cage en bois

Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil