



Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	cm 206x61x81,6
Roues	4 roues (diam. 200 mm), dont deux avec freins
Structure	En acier inox AISI 304, avec une structure porteuse en tubes électrosoudés, totalement sans vis ou rivets, profilée avec une inclinaison centrale pour retenir d'éventuels liquides.
Charge maximale	150 kg

Données techniques

Détails	La civière peut être entièrement retirée grâce aux poignées situées au niveau de la tête et des pieds.
----------------	--

Accessoires

Couvercle en acier
Emballage: cage en bois