



Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caratteristiche

Dimensions (LxPxH)	cm 232x72x39/202
Roues	2 roues pivotantes et de 2 roues à roulement libre Structure en acier inox AISI 304 avec un châssis élévateur à double ciseaux. Système de levage électrique, dont le mécanisme est garanti grâce à un système actionné par un bouton d'activation et de réglage. Équipé d'une batterie au plomb de 24 V, comprenant un interrupteur de sécurité et un chargeur de batterie. Un régulateur de débit est présent pour éviter que, une fois la charge soulevée, si l'on décide de la redescendre, celle-ci ne risque de s'abaisser brusquement, mettant ainsi l'opérateur en danger.
Structure	
Charge maximal	175 kg

Données techniques

Détails	Surface de support équipée de rouleaux pour positionner la civière (pas inclus) à extraire ou à insérer dans la chambre mortuaire. Le chariot est équipé de butées pour sécuriser la civière, d'une poignée ergonomique et de pare-chocs anticollision à l'avant. L'équipement proposé est conforme aux exigences des normes : UNI EN ISO 12100/1 – 12100/2, UNI EN ISO 954-1, UNI EN ISO 349:2008 et modifications et intégrations ultérieures.
Remarques	

Accessoires

- Couvercle en acier pour chariot hydraulique
- Emballage: cage en bois