

Caratteristiche



Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm.215x75x26 / 161
Ruote	4 ruote sterzanti (2 con freni, 1 per blocco direzionalità carrello) di 125 mm con cuscinetti a sfera
Struttura	Acciaio verniciato, con 5 rulli in materiale plastificato anti-corrosione - adatto per caricamento laterale
Peso	100 kg

Dati Tecnici

Disclaimer:

Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

Dettagli

- Sollevamento idraulico tramite leva a pedaliera
 - Dispositivo per messa in sicurezza della barella
 - Maniglia scorrevole removibile e respingenti anteriori anti-urto
 - Fornito di 2 profili ad U per il fissaggio della barella
- ### Note
- Portata massima: 250 kg
 - Adatto per mortuari a carica laterale fino a 3 livelli

Accessori

Coperchio in acciaio per carrello idraulico

Imballo in gabbia