



Disclaimer:  
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

## Caratteristiche

<b>Dimesioni d'ingombro (LxPxH)</b>	cm 260x75x85
<b>Piedi regolabili in altezza</b>	
<b>Struttura</b>	Completamente in acciaio inox; profilo rialzato ed inclinato per agevolare lo scarico, piano senza saldature. Portata max: 200 kg. Lavello cm 40 x 50 x 20 (LxPxH)
<b>Peso</b>	110 kg

## Dati Tecnici

<b>Imballo</b>	Cartone su pallet dim. cm. 275 x 80 x 100; Kg.120 <i>Possibilità di imballo in gabbia di legno</i>
----------------	---

## Accessori

<b>Idroaspiratore</b>	
<b>Supporto salma</b>	
<b>Tavolino per strumenti autoptici</b>	
<b>Poggiatesta in gomma</b>	
<b>Poggiatesta in acciaio inox</b>	
<b>Rubinetto con miscelatore ad altezza ginocchia</b>	
<b>Imballo in gabbia</b>	