



Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques

Dimensions externes (LxPxH)	cm 260x75x85
Pieds réglables en hauteur	
Structure	Entièrement réalisé en acier inoxydable ; profil surélevé et incliné pour faciliter le déchargement, plan de travail sans joint. Charge max: 200 kg. Évier : 40 x 50 x 20 cm (L x P x H)
Poids	110 kg

Données techniques

Emballage	Carton sur palette dim. cm. 275 x 80 x 100; Kg.120 <i>Emballage en cage en bois, sur demande</i>
------------------	---

Accessoires

Hydroaspirateur	
Support corporel	
Petit Table pour les instruments d'autopsie	
Appuie-tête en caoutchouc	
Appuie-tête en acier inoxydable	
Robinet mitigeur à hauteur de genou	
Emballage: cage en bois	