



Disclaimer:  
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione

## Caratteristiche

<b>Dimensioni d'ingombro (LxPxH)</b>	260x80x85 cm
<b>Struttura</b>	Completamente in acciaio inox, con colonna centrale. Pianale senza saldature ed inclinato per lo scarico lavello, con bordi perimetrali rialzati contenitivi. Connessioni elettriche all'interno della base del tavolo (porta d'accesso). Inclusi <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavello dim. (cm): 40x5020 (H)</li><li>• Scarico</li><li>• Leva per miscelazione acqua calda/fredda azionabile ad altezza ginocchia</li><li>• doccia 3 metri con irrigatore</li><li>• 2 prese elettriche anti-spruzzo</li></ul>
<b>Peso</b>	200 kg

## Dati tecnici

<b>Imballo</b>	Cartone su pallet <i>Dim. cm. 276x101x144; Kg.267</i> <i>Possibilità di imballi in gabbia di legno</i>
----------------	--

## Accessori

<b>Idroaspiratore</b>
<b>Supporto salma</b>
<b>Tavolino per strumenti autoptici</b>
<b>Poggiatesta in gomma</b>
<b>Poggiatesta in acciaio inox</b>
<b>Trituratore/dissipatore</b>
<b>Imballo in gabbia</b>