



Descargo de responsabilidad:  
Las imágenes son sólo para fines de demostración.  
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación.

## Características generales

<b>Dimensiones externas (AxPxAl)</b>	260x80x85 cm
<b>Estructura</b>	<p>Completamente en acero inoxidable, la mesa de Autopsia está montada sobre una columna de soporte central. La superficie de trabajo presenta un perfil alto y envolvente y un lavabo perfectamente soldado se fija al final de la mesa, con inclinación negativa puesta en diagonal al desagüe.</p> <p>Todas las conexiones de alimentación están integradas en la base.</p> <p>Incluido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Columna Central con una puerta de acceso</li> <li>• Lavabo A/P/A 40 x 50 x 20 cm</li> <li>• Salida de 2" con colador</li> <li>• Grifo mezclador de rodilla para agua fría y caliente.</li> <li>• Manguera de ducha de 3 m con rociador manual</li> <li>• 2 tomas de corriente a prueba de salpicaduras</li> <li>• Las conexiones eléctricas y de bombeo están preinstaladas.</li> </ul>
<b>Peso</b>	200 kg

## Datos funcionales

<b>Embalaje</b>	<p>Bulto de cartón sobre pallet Dim. cm. 276x101x144; Kg.267 <i>Jaula de madera disponible bajo pedido</i></p>
-----------------	--

## Accesorios disponibles sobre pedido

<b>Hidroaspirador</b>
<b>Soporte corporal</b>
<b>Mesa de acero para soporte de instrumentos</b>
<b>Soporte de goma para el cuello</b>
<b>Soporte para el cuello de acero inoxidable</b>
<b>Triturador</b>
<b>Jaula de madera</b>