

#### Caractéristiques



Clause de non-responsabilité :  
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

<b>Dimensions externes (LxPxH)</b>	260x80x85 cm
<b>Structure</b>	Entièrement en acier inoxydable, avec colonne centrale. Plateforme inclinée et sans joint pour l'évacuation de l'évier, avec rebords surélevés pour le rangement. Raccordements électriques à l'intérieur du pied de la table (porte d'accès). Inclus : <ul style="list-style-type: none"><li>• Evier – Dim : (cm) : 40 x 5020 (H)</li><li>• Vidange</li><li>• Levier pour le mélange eau chaude/eau froide, actionnable à hauteur des genoux</li><li>• Douche de 3 mètres avec gicleur</li><li>• 2 prises électriques anti-éclaboussures</li></ul>
<b>Poids</b>	200 kg

#### Données techniques

<b>Emballage</b>	Carton sur palette dim. Cm 276x101x144; Kg.267 <i>Emballage en cage en bois, sur demande</i>
------------------	---

#### Accessoires

<b>Hydroaspirateur</b>
<b>Support corporel</b>
<b>Petit Table pour les instruments d'autopsie</b>
<b>Appuie-tête en caoutchouc</b>
<b>Appuie-tête en acier inoxydable</b>
<b>Broyeur dilacérateur</b>
<b>Emballage: cage en bois</b>