



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione

Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 220x75x85
Ruote	Ruote con freno
Struttura	Completamente in acciaio inox. Pianale senza saldature ed inclinato per agevolare l'evacuazione dei liquidi tramite lo scarico incluso, con bordi perimetrali rialzati contenitivi.
Peso	65 kg

Dati Tecnici

Imballo	Cartone su pallet <i>Possibilità di imballo in gabbia di legno</i>
----------------	---

Accessori

Supporto salma	
Tavolino per strumenti autoptici	
Poggiatesta in gomma	
Poggiatesta in acciaio inox	
Secchio raccolta liquidi	
Imballo in gabbia	