

MESA DE DEPÓSITO DE CADÁVERES MOD.C

Cod. TVA007



Descargo de
responsabilidad:
Las imágenes son sólo
para fines de
demostración.
Las características y
accesorios del producto
pueden diferir según el
modelo y la aplicación

Características generales

Dimensiones externas (AxPxAl)	cm 210x75x80
Estructura	Totalmente en acero inox AISI 304. Mesa para la preparación de los cuerpos, con borde perimetral para contener líquidos. Equipada con desagüe y bandeja inferior para recoger líquidos. Carga máxima: 125 kg

Accesorios disponibles sobre pedido

Ruedas (H +50 mm)	
Jaula de madera	