



Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques

Dimensions externes (LxPxH)	cm 220x75x85
Roues	Roues avec frein
Structure	Entièrement en acier inoxydable. Plateforme inclinée et sans joints pour faciliter l'évacuation des liquides via le drain intégré, avec bords périphériques surélevés pour une meilleure rétention.
Poids	65 kg

Données techniques

Emballage	Carton sur palette <i>Emballage en cage en bois, sur demande</i>
------------------	---

Accessoires

Support corporel
Petit Table pour les instruments d'autopsie
Appuie-tête en caoutchouc
Appuie-tête en acier inoxydable
Seau de collecte de liquide
Emballage: cage en bois