

Caratteristiche



Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Gamme de température	+2 / +8 °C <i>Également disponible à température négative -10 / -20 °C</i>
Capacité	9 corps sur 3 niveaux
Dimensions externes (LxPxH)	cm 284x235x256 Dimensions extérieures sans monobloc : cm 284x235x208
Structure et isolation	Acier plastifié blanc int. et ext ; épaisseur 80 mm <i>Également disponible en version INOX int. et ext</i>
Port	N. 3 portes (dim. cm 72x150)
Serrure mécanique à clé	
Eclairage	
Aménagement intérieur	N. 9 châssis en acier
Contrôleur	Thermostat électronique numérique
Alarmes	Acoustiques et visuels de température et pannes
Refrigeration	Ventilée
Dégivrage	Automatique, incluant la vaporisation automatique des condensats

Données électriques et opératives

Détails	<ul style="list-style-type: none"> • Réfrigérante: R290, libre de CFC • Tension: 230V/1/50Hz • Puissance absorbée: kW 0,57 (modèle -20 °C kW 1,23) • Température ambiante de travail: +10/+32 °C; humidité 60%
Conformité aux directives	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE et modifications et intégrations successives.
Emballage	Cellule livrée démontée avec panneaux emballés sous film plastique sur palette, moteur dans un carton sur palette.
Notes	Également disponible à température négative -10 / -20 °C

DMLP UNIT

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone

- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
 - Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
 - Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485
-

DMLP PRINTER

Alimentation 220 V/1/60 Hz

Châssis aditionnel en acier inox

Chariot hydraulique à rouleaux H 31 - 177 cm

Chariot hydraulique électrique à rouleaux H 38,5 - 201,5 cm

Emballage en caisse grillagée

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direction et établissement : Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italie - Tél. +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
TVA (P. IVA) 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. d'immatriculation export RE 012596
Registre des entreprises N. 00934960352 - Code d'identification CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email : info@fiocchetti.it - PEC : fiocchetti@pec.it