

TAVOLO AUTOPSIA MOD.B CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Cod. TVA013

Caratteristiche



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo
puramente dimostrativo.
Le caratteristiche e gli
accessori del prodotto
possono differire in base a
modello e applicazione

Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	280x85x85 cm
Struttura	Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Struttura rinforzata e sagomata, costituita da un pianale con bordatura perimetrale inclinato per il contenimento di liquami e senza spigoli vivi, con pendenze al fine di consentire un agevole deflusso delle acque verso lo scarico. La struttura centrale è totalmente in acciaio inox adeguatamente rinforzata per il carico del peso, dotata di pannelli asportabili per consentire l'accesso agli allacciamenti interni idrici ed elettrici ed eventualmente al gruppo aspirante ed ai sistemi di filtrazione. Tutte le connessioni e predisposizioni elettriche sono opportunamente protette ed hanno un grado di isolamento elettrico minimo di IP 54. Per le connessioni esterne e più esposte, il grado di isolamento è pari ad IP 65. È presente una presa a spina CEE fissa a parete. Dotato di n. 5 ripiani forati rimovibili, presenti nella parte superiore, consentono l'appoggio del corpo, il deflusso delle acque e l'aspirazione dell'aria esausta direttamente dal piano.
Sistema di aspirazione e filtrazione	Il sistema di aspirazione avviene grazie ad un aspiratore che può essere integrato al tavolo e posto nella base inferiore, oppure canalizzato verso l'esterno. L'aspirazione avviene attraverso una feritoia posta nel piano interno del tavolo e per tutta la superficie di lavoro, esattamente di dimensioni di mm 1400 x 400, opportunamente protetta da una calotta in acciaio inox "a fungo" per evitare infiltrazioni di liquidi. Il sistema di aspirazione dispone, per il trattamento dell'aria, di filtri a carboni attivi e filtri meccanici. Incluso lavello, dotato di rubinetteria con miscelatore per acqua calda e fredda azionabile a gomito, doccetta di lavaggio allungabile su tutta la superficie. Scarico liquidi protetto da troppo pieno a sonda magnetica.
Dotazione di serie	· Sistema di irrigazione a tutto piano per mezzo di eiettori d'acqua posti nel lato opposto allo scarico. · Trituratore-dissipatore elettrico per la frantumazione e smaltimento di residui. · Idro-aspiratore di liquidi.
Dimensioni vasca in acciaio	40x25x50 cm
Portata max	250 kg

Dati tecnici

Voltaggio	230V/1~/50hz
------------------	--------------

Accessori

Alimentazione 220V/1~/60hz
Supporto salma 3 pezzi per tavolo prof. mm 800
Ripiano forato per organi per piano da mm 800
Ripiano liscio per strumenti per piano da mm 800
Ripiano forato per organi per piano da mm 850
Ripiano liscio per strumenti per piano da mm 850
Appoggiatesta in multiposizione
Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it