

TABLE D'AUTOPSIE MOD.B AVEC SYSTÈME D'ASPIRATION

Cod. TVA013

Caractéristiques



Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Dimensions externes (LxPxH)	260x85x85 cm
Structure	Entièrement fabriquée en acier inoxydable AISI 304. Avec une structure renforcée et profilée, composée par un plateau muni d'un rebord périphérique destiné à retenir les liquides, convenablement incliné et sans arêtes vives, avec des pentes spécifiques qui permettent un écoulement aisé des eaux vers l'évacuation. La structure centrale est entièrement en acier inoxydable, convenablement renforcée pour supporter la charge, équipée de panneaux amovibles permettant d'accéder aux raccords internes d'eau et d'électricité et, le cas échéant, au groupe d'aspiration et aux systèmes de filtration. Tous les raccords et installations électriques sont correctement protégés et présentent un indice de protection électrique minimal de IP 54. Pour les raccords externes et les plus exposés, l'indice de protection est de IP 65. Avec une prise CEE fixée à la structure centrale. Une série de 5 étagères perforées amovibles, permettent de poser le corps, d'évacuer l'eau et d'aspirer l'air directement du plateau.
Système d'aspiration et de filtration	Le système d'aspiration fonctionne grâce à un aspirateur qui peut être intégré à la table et placé dans le socle inférieur, ou bien canalisé vers l'extérieur. L'aspiration s'effectue par une fente située dans le plan intérieur de la table et sur toute la surface de travail, avec une dimension de 1400 x 400 mm, protégée par un capot en acier inoxydable en forme de "champignon" afin d'éviter toute infiltration de liquides. Le système d'aspiration est équipé de filtres à charbon actif et de filtres mécaniques pour le traitement de l'air. La table est équipée d'un bac en acier inox, avec une robinetterie avec mitigeur pour l'eau chaude et froide à commande par levier, ainsi que d'une douchette extensible sur toute la surface. L'évacuation des liquides est protégée contre les débordements par une sonde magnétique.
Elle est équipée avec	· Système d'irrigation couvrant toute la surface, en utilisant des éjecteurs d'eau placés du côté opposé à la sonde. · Broyeur-évacuateur électrique. · Hydroaspirateur.
Dimensions de la cuve en acier inox	40x25x50 cm
Charge maximale	250 kg

Données techniques

Tension d'alimentation	230V/1~/50hz
-------------------------------	--------------

Accessoires

Alimentation 220V/1~/60hz
Support de corps en 3 pièces pour table d'autopsie, profondeur 800 mm
Plateau perforé pour organes, pour plan de travail de 800 mm
Plateau lisse pour instruments, pour plan de travail de 800 mm
Plateau perforé pour organes, pour plan de travail de 850 mm
Plateau lisse pour instruments, pour plan de lavoro di 850 mm
Appui-tête multiposition
Emballage: cage en bois

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it