

TABLE D'AUTOPSIE MOD.B À HAUTEUR VARIABLE

Cod. TVA013



Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques

Dimensions externes (LxPxH)	260x85x85/110 cm
Structure	Entièrement fabriquée en acier inoxydable AISI 304. Avec une structure renforcée et profilée, composée par un plateau muni d'un rebord périphérique destiné à retenir les liquides, convenablement incliné et sans arêtes vives, avec des pentes spécifiques qui permettent un écoulement aisé des eaux vers l'évacuation. Une série de 5 étagères perforées amovibles, permettent de poser le corps, d'évacuer l'eau et d'aspirer l'air directement du plateau. La table est équipée d'un bac en acier inox, avec une robinetterie avec mitigeur pour l'eau chaude et froide à commande par levier, ainsi que d'une douchette extensible sur toute la surface. L'évacuation des liquides est protégée contre les débordements par une sonde magnétique.
Elle est équipée avec	· Système d'irrigation couvrant toute la surface, en utilisant des éjecteurs d'eau placés du côté opposé à la bonde. · Broyeur-évacuateur électrique. · Hydroaspirateur.
Structure et système d'élévation	La structure centrale est entièrement en acier inoxydable, convenablement renforcée pour supporter la charge, équipée de panneaux amovibles permettant d'accéder aux raccords internes d'eau et d'électricité e au groupe d'aspiration et filtration (si prévus). La plateforme repose directement sur un vérin linéaire électrique qui lui permet d'être levée d'une hauteur minimale de 850 mm à une hauteur maximale de 1100 mm. La commande s'effectue via un interrupteur dédié avec commandes de montée et de descente et un disjoncteur à protection différentielle. Tous les raccords et installations électriques sont correctement protégés et présentent un indice de protection électrique minimal de IP 54. Pour les raccords externes et les plus exposés, l'indice de protection est de IP 65. Avec une prise CEE fixée à la structure centrale.
Dimensions de la cuve en acier inox	40x25x50 cm
Charge maximale	250 kg

Données techniques

Tension d'alimentation	230V/1~/50hz
-------------------------------	--------------

Accessoires

Alimentation 220V/1~/60hz
Support de corps en 3 pièces pour table d'autopsie, profondeur 800 mm
Plateau perforé pour organes, pour plan de travail de 800 mm
Plateau lisse pour instruments, pour plan de travail de 800 mm
Plateau perforé pour organes, pour plan de travail de 850 mm
Plateau lisse pour instruments, pour plan de lavoro di 850 mm
Appui-tête multiposition
Emballage: cage en bois

