

TAVOLO AUTOPSIA MOD.B REGOLABILE IN ALTEZZA CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Cod. TVA015



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo
puramente dimostrativo.
Le caratteristiche e gli
accessori del prodotto
possono differire in base a
modello e applicazione

Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	280x85x85/110 cm
Struttura	Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Struttura rinforzata e sagomata, costituita da un pianale con bordatura perimetrale inclinato per il contenimento di liquami e senza spigoli vivi, con pendenze al fine di consentire un agevole deflusso delle acque verso lo scarico. Dotato di n. 5 ripiani forati rimovibili, posti nella parte superiore, consentono l'appoggio del corpo, il deflusso delle acque e l'aspirazione dell'aria esausta direttamente dal piano. Incluso lavello, dotato di rubinetteria con miscelatore per acqua calda e fredda azionabile a gomito, doccetta di lavaggio allungabile su tutta la superficie. Scarico liquidi protetto da troppo pieno a sonda magnetica.
Dotazione di serie	· Sistema di irrigazione a tutto piano per mezzo di eiettori d'acqua posti nel lato opposto allo scarico. · Trituratore-dissipatore elettrico per la frantumazione e smaltimento di residui. · Idro-aspiratore di liquidi.
Sistema di aspirazione e filtrazione	Il sistema di aspirazione avviene grazie ad un aspiratore che può essere integrato al tavolo e posto nella base inferiore, oppure canalizzato verso l'esterno. L'aspirazione avviene attraverso una feritoia posta nel piano interno del tavolo e per tutta la superficie di lavoro, esattamente di dimensioni di mm 1400 x 400, opportunamente protetta da una calotta in acciaio inox "a fungo" per evitare infiltrazioni di liquidi. Il sistema di aspirazione dispone, per il trattamento dell'aria, di filtri a carboni attivi e filtri meccanici.
Struttura portante e sistema di elevazione del piano	La struttura centrale è totalmente in acciaio inox adeguatamente rinforzata per il carico del peso, dotata di pannelli asportabili per consentire l'accesso agli allacciamenti interni idrici ed elettrici ed eventualmente al gruppo aspirante ed ai sistemi di filtrazione, se previsti. Il pianale appoggia direttamente su un attuatore lineare elettrico che consente la sua elevazione da un minimo di 850 mm sino ad un massimo di 1.100 mm. L'azionamento avviene per mezzo di apposito interruttore con comandi di salita e discesa e quadro magnetotermico con differenziale a protezione. isolamento elettrico minimo di IP 54. Per le connessioni esterne e più esposte, il grado di isolamento è pari ad IP 65. E' presente una presa a spina CEE fissa a parete.
Dimensioni vasca in acciaio	40x25x50 cm
Portata max	250 kg
Dati tecnici	
Voltaggio	230V/1~/50hz

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

Alimentazione 220V/1~/60hz

Supporto salma 3 pezzi per tavolo prof. mm 800

Ripiano forato per organi per piano da mm 800

Ripiano liscio per strumenti per piano da mm 800

Ripiano forato per organi per piano da mm 850

Ripiano liscio per strumenti per piano da mm 850

Appoggiatesta in multiposizione

Imballo in gabbia
