

# TABLE D'AUTOPSIE MOD.B À HAUTEUR VARIABLE ET SYSTÈME D'ASPIRATION

Cod. TVA015

## Caractéristiques



Clause de non-responsabilité :  
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions externes (LxPxH)</b>           | 260x85x85/110 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Structure</b>                             | <p>Entièrement fabriquée en acier inoxydable AISI 304.</p> <p>Avec une structure renforcée et profilée, composée par un plateau muni d'un rebord périphérique destiné à retenir les liquides, convenablement incliné et sans arêtes vives, avec des pentes spécifiques qui permettent un écoulement aisé des eaux vers l'évacuation.</p> <p>Une série de 5 étagères perforées amovibles, permettent de poser le corps, d'évacuer l'eau et d'aspirer l'air directement du plateau.</p> <p>La table est équipée d'un bac en acier inox, avec une robinetterie avec mitigeur pour l'eau chaude et froide à commande par levier, ainsi que d'une douchette extensible sur toute la surface. L'évacuation des liquides est protégée contre les débordements par une sonde magnétique.</p>                                                                                                               |
| <b>Elle est équipée avec</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Système d'irrigation couvrant toute la surface, en utilisant des éjecteurs d'eau placés du côté opposé à la bonde.</li> <li>· Broyeur-évacuateur électrique.</li> <li>· Hydroaspirateur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Système d'aspiration et de filtration</b> | <p>Le système d'aspiration fonctionne grâce à un aspirateur qui peut être intégré à la table et placé dans le socle inférieur, ou bien canalisé vers l'extérieur.</p> <p>L'aspiration s'effectue par une fente située dans le plan intérieur de la table et sur toute la surface de travail, avec une dimension de 1400 x 400 mm, protégée par un capot en acier inoxydable en forme de "champignon" afin d'éviter toute infiltration de liquides.</p> <p>Le système d'aspiration est équipé de filtres à charbon actif et de filtres mécaniques pour le traitement de l'air.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Structure et système d'élévation</b>      | <p>La structure centrale est entièrement en acier inoxydable, convenablement renforcée pour supporter la charge, équipée de panneaux amovibles permettant d'accéder aux raccords internes d'eau et d'électricité e au groupe d'aspiration et filtration (si prévus).</p> <p>La plateforme repose directement sur un vérin linéaire électrique qui lui permet d'être levée d'une hauteur minimale de 850 mm à une hauteur maximale de 1100 mm. La commande s'effectue via un interrupteur dédié avec commandes de montée et de descente et un disjoncteur à protection différentielle.</p> <p>Tous les raccords et installations électriques sont correctement protégés et présentent un indice de protection électrique minimal de IP 54.</p> <p>Pour les raccords externes et les plus exposés, l'indice de protection est de IP 65.</p> <p>Avec une prise CEE fixée à la structure centrale.</p> |
| <b>Dimensions de la cuve en acier inox</b>   | 40x25x50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Charge maximale</b>                       | 250 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Données techniques

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Tension d'alimentation</b> | 230V/1~/50hz |
|-------------------------------|--------------|

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

[www.fiocchetti.com](http://www.fiocchetti.com) - Email: [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it) - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)

**Alimentation 220V/1~/60hz**

**Support de corps en 3 pièces pour table d'autopsie, profondeur 800 mm**

**Plateau perforé pour organes, pour plan de travail de 800 mm**

**Plateau lisse pour instruments, pour plan de travail de 800 mm**

**Plateau perforé pour organes, pour plan de travail de 850 mm**

**Plateau lisse pour instruments, pour plan de lavoro di 850 mm**

**Appui-tête multiposition**

**Emballage: cage en bois**

---