

TAVOLO AUTOPSIA MOD.B REGOLABILE IN ALTEZZA E CON ROTAZIONE A 90°

Cod. TVA011



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo
puramente dimostrativo.
Le caratteristiche e gli
accessori del prodotto
possono differire in base a
modello e applicazione

Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	280x85x85/110 cm
Struttura	Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 Struttura rinforzata e sagomata, costituita da un pianale con bordatura perimetrale inclinato per il contenimento di liquami e senza spigoli vivi, con pendenze al fine di consentire un agevole deflusso delle acque verso lo scarico. Completo di n° 5 piani rimovibili e forati per agevolare tale funzione. Dispone di lavello, dotato di rubinetteria con miscelatore per acqua calda/fredda azionabile a gomito, doccetta di lavaggio allungabile su tutta la superficie. Scarico liquidi protetto da troppo piano a sonda magnetica.
Dotazione di serie	· Sistema di irrigazione a tutto piano per mezzo di eiettori d'acqua posti nel lato opposto allo scarico. · Trituratore-dissipatore elettrico per la frantumazione e smaltimento di residui. · Idro-aspiratore di liquidi.
Struttura portante e sistema di elevazione del piano, versione rotante di 90°	Dotato di una struttura centrale totalmente in acciaio inox adeguatamente rinforzata per il carico del peso e di pannelli asportabili per consentire l'accesso agli allacciamenti idrici ed elettrici. Il piano poggia direttamente su un attuatore lineare elettrico che consente la sua elevazione da un minimo di mm 850 e sino ad un massimo di mm 1.100. L'azionamento avviene per mezzo di apposito interruttore con comandi di salita e discesa e quadro magnetotermico con differenziale a protezione. Il pianale è rotabile, manualmente, di 90°.
Dimensioni vasca in acciaio	40x25x50 cm
Portata max	250 kg

Dati tecnici

Voltaggio	230V/1~/50hz
------------------	--------------

Accessori

Alimentazione 220V/1~/60hz
Supporto salma 3 pezzi per tavolo prof. mm 800
Ripiano forato per organi per piano da mm 800
Ripiano liscio per strumenti per piano da mm 800
Ripiano forato per organi per piano da mm 850
Ripiano liscio per strumenti per piano da mm 850
Appoggiatesta in multiposizione
Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it