

# MESA DE AUTOPSIA MOD.B REGULABLE EN ALTURA Y CON ROTACIÓN DE 90°

Cod. TVA011

## Características generales



Descargo de responsabilidad:  
Las imágenes son sólo para fines de demostración.  
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación.

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones externas (AxPxAl)</b>                                                    | 260x85x85/110 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estructura</b>                                                                       | <p>Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304.</p> <p>Con una estructura reforzada y un borde perimetral para contener líquidos, inclinado correctamente sin aristas, con particulares pendientes, permitiendo un fácil flujo de agua hacia el desagüe.</p> <p>Equipada con 5 planos perforados removibles, en la parte superior, permitiendo el apoyo del cuerpo, el flujo de aguas y la succión del aire directamente en el plano.</p> <p>El lavabo incluye un grifo mezclador de agua fría y caliente que se puede accionar con un codo, y una alcachofa de ducha extensible de superficie completa.</p> <p>El desagüe está protegido por un rebosadero magnético.</p> |
| <b>Equipada con</b>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sistema de riego en toda la superficie mediante eyectores de agua colocados en el lado opuesto al desagüe.</li> <li>· Triturador-disipador eléctrico.</li> <li>· Hidroaspirador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Estructura portante y sistema de elevación de la superficie, con rotación de 90°</b> | <p>El elemento portante está formado por una estructura central totalmente de acero inoxidable adecuadamente reforzada para la carga del peso, dotada de paneles extraíbles para permitir el acceso a las conexiones interiores de agua y eléctricas.</p> <p>La superficie directamente en un actuador lineal eléctrico que permite su elevación de un mínimo de 850 mm hasta un máximo de 1.100 mm.</p> <p>El accionamiento se realiza con un interruptor con mandos de subida y bajada y cuadro magnetotérmico con diferencial de protección. La superficie gira 90°.</p>                                                                                                        |
| <b>Dimensiones de la cuba de acero inoxidable</b>                                       | 40x25x50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Capacidad máxima de carga</b>                                                        | 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Datos funcionales

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Voltaje</b> | 230V/1~/50hz |
|----------------|--------------|

## Accesorios disponibles sobre pedido

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentación 220V/1~/60hz</b>                                                  |
| <b>Soporte para cadáver de 3 piezas para mesa de autopsia, profundidad 800 mm</b> |
| <b>Bandeja perforada para órganos, para superficie de trabajo de 800 mm</b>       |
| <b>Bandeja lisa para instrumentos, para superficie de trabajo de 800 mm</b>       |
| <b>Bandeja perforada para órganos, para superficie de trabajo de 850 mm</b>       |
| <b>Bandeja lisa para instrumentos, para superficie de trabajo de 850 mm</b>       |
| <b>Reposacabezas multiposición</b>                                                |
| <b>Jaula de madera</b>                                                            |