

TABLE D'AUTOPSIE MOD.B À HAUTEUR VARIABLE ET PIVOTANTE À 90°

Cod. TVA011

Caractéristiques



Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Dimensions externes (LxPxH)	260x85x85/110 cm
Structure	Entièrement fabriquée en acier inoxydable AISI 304. Avec une structure renforcée et profilée, composée par un plateau muni d'un rebord périphérique destiné à retenir les liquides, convenablement incliné et sans arêtes vives, avec des pentes spécifiques qui permettent un écoulement aisé des eaux vers l'évacuation.
Elle est équipée avec	Une série de 5 étagères perforées amovibles, permettent de poser le corps, d'évacuer l'eau et d'aspirer l'air directement du plateau. La table est équipée d'un bac en acier inox, avec une robinetterie avec mitigeur pour l'eau chaude et froide à commande par levier, ainsi que d'une douchette extensible sur toute la surface. L'évacuation des liquides est protégée contre les débordements par une sonde magnétique.
Structure porteuse et système de levage du plateau, version pivotante à 90°	· Système d'irrigation couvrant toute la surface, en utilisant des éjecteurs d'eau placés du côté opposé à la bonde. · Broyeur-évacuateur électrique. · Hydroaspirateur. L'élément porteur est constitué d'une structure centrale entièrement en acier inoxydable, convenablement renforcée pour supporter la charge. Il est équipé de panneaux amovibles permettant d'accéder aux raccords hydrauliques et électriques. Le plateau repose directement sur un actionneur linéaire électrique qui permet son élévation d'une hauteur minimale de 850 mm à une hauteur maximale de 1.100 mm. L'actionnement s'effectue à l'aide d'un interrupteur dédié avec commandes de montée et de descente et d'un tableau magnéto-thermique avec disjoncteur différentiel de protection. Le plateau est pivotant manuellement à 90°.
Dimensions de la cuve en acier inox	40x25x50 cm
Charge maximale	250 kg

Données techniques

Tension d'alimentation	230V/1~/50hz
-------------------------------	--------------

Accessoires

Alimentation 220V/1~/60hz
Support de corps en 3 pièces pour table d'autopsie, profondeur 800 mm
Plateau perforé pour organes, pour plan de travail de 800 mm
Plateau lisse pour instruments, pour plan de travail de 800 mm
Plateau perforé pour organes, pour plan de travail de 850 mm
Plateau lisse pour instruments, pour plan de lavoro di 850 mm
Appui-tête multiposition
Emballage: cage en bois

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it